

博精儀器 ICP 耗材現貨促銷


為感謝新老客戶的大力支持與厚愛，博精公司現為您提供實在的
優惠 從 2009 年 9 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，ICP 和 ICP-MS
所用之進樣管及廢液管促銷活動如下：

一、進樣管



原價 364 元/包，現優惠價單包為 235 元，
5 包單價為 215 元/包，10 包單價為 195 元/包，
20 包單價為 180 元/包，30 包以上 165 元/包。

二、廢液管



原價 352 元/包，現優惠價單包為 230 元，



博精儀器股份有限公司
A & B Analytical & Bio Science instruments Co., Ltd.
www.AandB.com.cn

東莞公司
東莞市厚街鎮體育路發展大廈 309 室
TEL : 0769-85755380 FAX : 0769-85755376

昆山辦事處
昆山市柏盧南路 1250 號雍景灣西苑 6 棟 208 室
TEL : 0512-57393383 FAX : 0512-57393385

台北公司
110 台北市基隆路一段 159 號 12 樓
Phone(02)2746-7620 Fax(02)2766-5176

**5 包單價為 210 元/包，10 包單價為 190 元/包，
20 包單價為 175 元/包，30 包以上 160 元/包。**

相關參數如下：

規格：進樣管 1.14mm ID/廢液管 0.76mm ID

材質：硫化橡膠

包裝：12 條/包

用途：進樣管用於 ICP—OES 或 ICP-MS 之霧化器與樣品瓶之間連接管

廢液管用於 ICP—OES 或 ICP-MS 之混合腔與廢液桶之間連接管

**適用儀器：珀金埃爾默 PerkinElmer，島津 Shimadzu，瓦裡安 Varian，沃
特斯 Waters，利曼 leeman，斯派克 Speco thermo 等各種型號
之 ICP&ICP-MS 以及其他工業用泵浦管**